

# 血圧脈波検査を開始しました

検査装置：VaSera（フクダ電子）

測定項目：CAVI（血管の硬さ）

ABI（血管の詰まり）

測定時間：約 10 分 随時対応します

**CAVI** は大動脈を含む「心臓（Cardio）から足首（Ankle）まで」の動脈（Vascular）の硬さを反映する指標（Index）で、動脈硬化が進行するほど高い値となります。



診断基準

CAVI < 8.0	正常範囲
8.0 ≤ CAVI < 9.0	境界範囲
9.0 ≤ CAVI	動脈硬化の疑い

**ABI** は、下肢動脈の狭窄・閉塞を評価する指標です。上腕と足首の血圧から算出されます。ABI は非侵襲的な検査で数値として評価できるので、PAD（末梢動脈疾患）患者の早期発見に有用です。

診断基準

1.41 ≤ ABI	足首の血圧が高めです
1.00 ≤ ABI ≤ 1.40	正常範囲です
0.91 ≤ ABI ≤ 0.99	正常範囲ですが境界領域です
ABI ≤ 0.90	末梢動脈疾患の疑いがあります



患者さんにお渡しする様式もありますので、ご利用下さい